

## CAMBIAR EL PERFIL

Perfil 1: Envoltura de terapia fría solamente (rodilla / hombro / tobillo / codo, etc)

Perfil 2: vendas para pantorrillas DVT solamente (ambas piernas)

Perfil 3: Envoltura de terapia de frío Y envolturas para pantorrillas DVT



## CONSEJOS ÚTILES:

El VascuTherm 5 requiere un flujo de aire adecuado para funcionar; No coloque la unidad junto a un calentador de ambiente y deje al menos dos pies de espacio entre este y cualquier mueble o pared.

No coloque la unidad sobre una mesa; la unidad solo debe colocarse en el suelo.

Para asegurar una buena circulación de fluido a través de la unidad, asegúrese de que cada conexión esté completa y correctamente unida; Debería escuchar un "clic" al conectar el umbilical a la unidad y a su vendaje. El umbilical y los tubos no deben estar torcidos ni doblados.



## VASCUTHERM 5

## PREGUNTAS FRECUENTES Y

## ÚTILES

### Paso 1: Configuración

Póngase las vendas deseadas según el perfil que desee utilizar para este próximo ciclo. Asegúrese de que todas las envolturas y el cordón umbilical estén conectados correctamente.

### Paso 2: encienda el dispositivo

Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y tenga suficiente circulación de aire. Encienda el dispositivo para que aparezca la pantalla de inicio.

### Paso 3: Cambiar ajustes

Presione inicio. El dispositivo comenzará un nuevo ciclo basado en el ciclo anterior. Presione Siguiente. Presione Seleccionar perfil. Presione el perfil deseado (1/2/3). Luego presione Aceptar. Finalmente, presione Inicio.

Para mantener los niveles de líquido en el volumen adecuado, debe verificar el nivel en el depósito todas las mañanas. La unidad debe estar ejecutando un ciclo de terapia de frío antes de que pueda quitar la tapa. El líquido debe llegar a la base del cuello y mantenerse a este nivel. Asegúrese de que se vuelva a colocar la tapa y se apriete suavemente. Esto asegura que no se producirán fugas cuando el ciclo haya terminado.



Para ver el manual del usuario, vaya a la página de este producto en nuestro sitio web.

[PREMIEREMED.COM](http://PREMIEREMED.COM)



**PREMIEREMED LLC**

Línea de Ayuda para el  
Paciente

Télefono: 804-203-8512

# ADVERTENCIA DE BAJO REFRIGERANTE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Paso 1: preparar la botella

Asegúrese de que el ciclo aún se esté ejecutando aunque haya un mensaje de advertencia. El líquido debe seguir circulando a través de la envoltura. Tenga lista la botella de recarga.

## Paso 2: Llene el dispositivo

Retire la tapa y continúe llenando el dispositivo hasta que el nivel de refrigerante se estabilice en la base del cuello.

**Nota:** hay un temporizador en el mensaje de alerta. Si el líquido no se agrega a tiempo, el ciclo se detendrá y habrá reflujo en el depósito.

## Paso 3: presione Aceptar

Una vez que haya suficiente líquido en el dispositivo, vuelva a enroscar la tapa. Luego presione Aceptar. Esto lo regresará a la pantalla de perfil del ciclo actual.

